

TXL-KMS-016 / 27 Ekim 2026 · 1 yıl üretici garantisi

Kumaş Buruşma Testi

Görünüm muhafazası ve buruşma geri dönüşüm testi.



Model teknik verileri

- 1 Cihazla birlikte verilenler: 2,0 kg ve 1,0 kg (biri adet), 0,5 kg (iki adet).

Fiziksel özellikler ve besleme

Elektrik beslemesi	Manuel / pasif temel aparat; şebeke beslemesi öngörülmez.
Güç / bağlı yük	Approx. 0 W; ön boyutlandırma için bağlı yük.
Cihaz dış ölçüleri	Approx. 200 × 200 × 400 mm (G × D × Y).
Cihaz ağırlığı	Approx. 7–12 kg net.
Brüt / sevkiyat ağırlığı	Approx. 17.7–25 kg brüt; ambalaj payı tahminidir.
Laboratuvar altyapısı	Düz, kararlı çalışma yüzeyi; numune kondisyonlaması seçilen metoda göre.

Ölçü sırası ve yaklaşık değerler satırda belirtilmiştir. Ambalaj değerleri cihazın net ölçü ve ağırlığından ayrıdır. Approx. satırları muadil cihazlar ve işlev/kapasite esaslı ön mühendislik tahminidir; doğrulanmış üretim ölçüsü veya standart zorunluluğu değildir. Kurulum ve sevkiyat, onaylı üretim çizimi ve etiket değerleriyle kesinleştirilir. Tahmin kapsamı: temel ürün/tek ünite; harici bilgisayar, tezgâh ve yardımcı tesisat hariç.

Teknik özellikler, ölçüler ve güç gereksinimleri yaklaşık olup sürekli tasarım iyileştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin teknik özellikleri ve görselleri, üretim koşullarına ve ilgili standartlara göre değişiklik gösterebilir.

Test ve konfigürasyon

Ölçülen çıktı / işlev	Buruşma sonrası görünüm geri dönüşüm derecesi
Metoda göre seçilecek parametreler	Numune boyutu, yük, burma ve toparlanma süresi
Doğrulama noktaları	Yük, süre ve değerlendirme referansları

Kontrol ve kayıt şartnamesi

Yönteme göre yazılım ve kayıt gereksinimleri aşağıdadır. Teslim edilen yazılım modülleri sipariş kapsamında tanımlanır.

- Entegre yazılım zorunluluğu metoda ve seçilen donanıma bağlıdır; manuel cihazda deney kaydı harici tutulur.
- Yöntem kodu ve baskısı, numune kimliği, operatör ve seçilen deney parametreleri kayıtlı ilişkilendirilir.
- Hesaplama ve bitiş ölçütü, seçilen deney metodunun sürümüyle tanımlanır; cihaz sinyali ile operatör değerlendirmesi ayrı tutulur.
- Ham ölçümler, birimler, geçerli/geçersiz deney işaretleri ve raporlanan sonuç izlenebilir tutulur.
- Hesaplama, bilinen girdiler ve bağımsız hesaplama; sensör kanalları kalibrasyon değerleriyle kontrol edilir.

İlgili test metotları

AATCC 128 · ISO 9867

Listelenen metotlar uygulama referansıdır. Uygunluk; donanım, metot baskısı ve kalibrasyon birlikte değerlendirilerek belirlenir.

İncelenen yöntemin deney parametreleri

Aşağıdaki değerler belirtilen kaynak baskısının seçilmiş maddelerinden incelenmiştir. Yeni baskı ile eşdeğerlik veya bağımsız cihaz doğrulaması beyanı değildir.

AATCC 128-2009 / 6.1, 7.7-7.10

1	Numune 150 × 280 mm; üst flanşa eklenen toplam ağırlık 3500 g, yükleme süresi 20 dk. Yük kaldırıldıktan sonra değerlendirme öncesi standart atmosferde 24 saat geri dönüşüm süresi uygulanır.
---	---

TS ISO 9867:2005 / 6.1, 7.6

1	Görünüş yöntemi için üç adet 150 × 280 mm numune hazırlanır. Yöntemde üst flanş üzerindeki toplam kütle 3500 g olacak şekilde kontrol edilir; yük seti ve flanş kütlesi birlikte kaydedilir.
---	--